Handleiding radioloog — bestanden veilig delen

> Suggestie om bestanden veilig te kunnen delen. Het staat U uiteraard vrij om een andere veilige methode te gebruiken.

U werkt in de Proton Drive-app (Windows/Mac). De **patiënt** uploadt via de browser (geen account, niets installeren).

- **Per patiënt een eigen map.** Deel nooit een map waarin al andere patiëntendossiers staan (een bewerker kan alles in die map zien en downloaden).
- Patiënt ziet het **e-mailadres van Uw Proton-account**. Overweeg een apart/werk-adres als U Uw privémail niet wilt tonen.
- Uploads tellen mee in **Uw** opslagquota.
- Deellink maken en stopzetten gebeurt nog via drive.proton.me (Proton biedt dat nog niet in de Verkenner-app). Mappen aanmaken en bestanden ophalen doet U in de app.

---

1. Account (eenmalig)

1. Ga naar account.proton.me.
2. Maak een account of log in.
3. Gratis: **5 GB** Drive. Grote DICOM-sets vullen dat snel — check Uw ruimte.

Gratis-plan: maximaal **3** actieve deellinks met **Bewerker**-rechten tegelijk (daarna upgrade of eerdere links stopzetten).

---

2. App installeren (eenmalig)

Windows

1. Ga naar proton.me/nl/drive/download.
2. Downloaden voor Windows (meestal x64).
3. Open het `.exe`-bestand en installeer.
4. Log in.
5. In Verkenner verschijnt de map **Proton Drive** (onder *Mijn bestanden* / *My files*).

Mac

Zelfde downloadpagina → macOS → installeren → inloggen. In Finder: **Proton Drive**.

---

3. Lege map maken (in de app / Verkenner)

1. Open de map **Proton Drive → Mijn bestanden** (*My files*).
2. Maak een **nieuwe map**. Geef een herkenbare naam, bijvoorbeeld `Patient01_CT_2026-09-10`.
3. Laat de map **leeg**. Wacht tot de sync klaar is (cloud-icoon / status in de app).

---

4. Publieke link delen (korte websitestap)

Proton kan deellinks (nog) niet vanuit Verkenner maken. Doe dit één keer per patiënt op drive.proton.me:

1. Log in.
2. Ga naar **Mijn bestanden** en open dezelfde map als in §3.
3. Selecteer de map → **Delen** (of ⋮ → Delen).
4. Zet **publieke link** / *Create public link* aan.
5. Zet de rechten op **Bewerker** (*Editor*), **niet** Lezer.

Alleen dan kan de patiënt uploaden.

1. Open het **tandwiel** / instellingen:

- zet **Access** / het recht van bewerkers om zelf verder te delen **uit**;

- zet een **wachtwoord** aan;

- zet een **vervaldatum** aan (bijv. over 7 dagen).

1. Sla op → **Koppeling kopiëren**.

Kort: lege map in de app → op de site: publieke link → Bewerker → wachtwoord + einddatum → link kopiëren.

---

5. Versturen naar de patiënt

Stuur **twee aparte** berichten:

Bericht	Inhoud

1	**Per mail:** de link + de patiënttekst die U onder punt 7 ziet staan
2	**Alleen** het wachtwoord — bij voorkeur **niet** per mail, maar op een andere manier (bijv. sms)

Zet het wachtwoord **niet** in hetzelfde bericht als de link.

De patiënt opent de link in de **browser** en uploadt daar (geen app, geen account).

---

6. Als de bestanden binnen zijn (weer in de app)

1. Open in Verkenner/Finder de patiëntmap onder **Proton Drive**.

Bestanden verschijnen na sync automatisch.

1. Verplaats de bestanden naar Uw eigen werkplek / dossier.
2. **Tip — rapport terugsturen:** plaats Uw second-opinionrapport (PDF) in **dezelfde** gedeelde map. De patiënt haalt het veilig op via dezelfde link (zolang Delen nog actief is). Meld de patiënt dat het rapport klaarstaat.
3. Als de patiënt het rapport heeft gedownload kunt U het delen van de map stoppen op drive.proton.me: map → **Delen** → **Delen stoppen**.

De oude link werkt dan niet meer.

1. Optioneel: map legen of verwijderen wanneer U klaar bent (quota).

---

7. Patiënttekst (1-op-1 doorsturen)

```
Bestanden veilig opsturen – geen account nodig

U hoeft niets te installeren en geen account te maken.

Wat U nodig heeft
• De link die U van de radioloog heeft gekregen
• Het wachtwoord (dat stuurt de radioloog apart)
• De bestanden op Uw computer, telefoon of USB/CD

Stappen
1. Open de link in Chrome, Edge, Safari of Firefox.
```

```
2. Vul het wachtwoord in als dat gevraagd wordt.
3. U ziet een (bijna) lege map.
4. Klik op Uploaden / Bestanden uploaden (of sleep bestanden in het venster).
5. Wacht tot de upload klaar is. Sluit het tabblad niet tussendoor.
6. Klaar. Vraagt de site om een account of om “later opslaan”? Sla dat over.

Tips
• CD/USB van het ziekenhuis: eerst naar de computer kopiëren; upload de map
of een zip.
```

Checklist eerste aanvraag

- [ ] Proton-account; genoeg vrije ruimte
- [ ] **App** geïnstalleerd en ingelogd
- [ ] Nieuwe **lege** map per patiënt in Proton Drive (Verkenner/Finder)
- [ ] Op de site: publieke link = **Bewerker**; Access verder-delen **uit**
- [ ] Wachtwoord + vervaldatum
- [ ] Link en wachtwoord in **aparte** berichten (+ patiënttekst)
- [ ] Na sync: kopiëren → rapport-PDF in dezelfde map (optioneel) → op de site **Delen stoppen**

Zie ook: DICOM-viewers.

Radioloog Online — Helpdesk · Proton Drive radioloog · 22 oktober 2026

Radioloog Online is een handelsnaam van Waldman Holding B.V., KvK 62147935.